

WE MOVE YOU



Valedo®Motion

MOTIVIERENDE THERAPIE IN DER AMBULANTEN BEHANDLUNG

OBJEKTIVE ANALYSE

Präzise und reproduzierbare Assessments ermöglichen eine standardisierte, objektive Analyse der Bewegungsparameter wie Bewegungsumfang, Repositionsfähigkeit, Flüssigkeit der Bewegung, Isolation und lumbale Stabilität. Die Dokumentation des Therapiefortschritts des Patienten hilft bei der optimalen Therapieplanung.



VON KOLLEGEN LERNEN!

Weitere Informationen, einen Überblick aller Studien, Trainingsangebote und klinische Erfahrungsberichte zu Hocoma Lösungen finden sie auf knowledge.hocoma.com

MOTIVIERT UND MACHT SPASS

Eine grosse Bibliothek klinisch geprüfter Bewegungsübungen, die von Therapeuten, Bewegungswissenschaftlern und Ärzten entwickelt wurden, hilft dabei, therapeutisch wichtige Bewegungen zu trainieren.

ECHTZEITFEEDBACK

Die hochpräzisen Bewegungssensoren erfassen auch kleinste Bewegungen und machen sie auf dem Bildschirm in Echtzeit sichtbar.



FÜR EINE FORTSETZUNG DER THERAPIE ZUHAUSE EMPFEHLEN WIR VALEDO®

Bekämpfen Sie Rückenschmerzen ganz spielerisch. Das Medizinprodukt für digitale Rückentherapie zu Hause.





EXPERTENMEINUNG

Kevin Eisele

Physiotherapeut und Eigentümer
des Reha-Zentrums Schwäbisch Gmünd, Deutschland

“ Da die sensiblen Sensoren des ValedoMotion auch kleinste Bewegungen erfassen, ist das Feedback an unsere Patienten hervorragend. Somit ist der ValedoMotion eine immense Kommunikationshilfe wenn wir mit den Patienten präzisere Bewegungen einüben, ausführen und messen. Die Reportingfunktion visualisiert den Therapiefortschritt, womit wir den Patienten die Ziele und Therapiemaßnahmen mühelos erklären können. Das Verständnis dafür steigert die Motivation sowie die Therapie- und Übungsbereitschaft der Patienten. ”

PATIENTENMEINUNG

Marian Keller

Patientin mit MS

“ Ich habe so viele verschiedene Therapien versucht, und es war immer ein sehr grosser Stress für mich. Mit dem ValedoMotion haben sich nicht nur meine Bewegungsabläufe verändert, sondern auch die Art, wie ich meinen Körper betrachte und fühle. Es ist fantastisch! ”



Augmented Performance Feedback

3 Bewegungssensoren
(2 auf dem unteren Rücken + 1 auf der Brust)



TECHNISCHE DATEN

Sensoren

- Allgemeines Abmessungen [L x B x H]:
42 mm x 32 mm x 16 mm
- Gewicht: 18 Gramm (je Sensor)
- Erwartete Nutzungsdauer:
Min. 300 Ladezyklen

RECHTSHINWEISE FÜR PRODUKTE

Sämtliche Hocoma Produkte sind Medizinprodukte und dürfen nur unter strikter Einhaltung der Angaben im Benutzerhandbuch angewendet werden; die Nichteinhaltung kann zu schweren Verletzungen führen. Es wird nachdrücklich empfohlen, dass Sie regelmässig die Hocoma Website (www.hocoma.com/de/rechtshinweise) für die aktuellsten verfügbaren Informationen konsultieren. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie Hocoma. Setzen Sie die Produkte ausschliesslich unter Aufsicht von qualifiziertem paramedizinischen Personal ein. Gewisse Hocoma Produkte werden jedoch für den Heimgebrauch angeboten und dürfen nur unter strikter Einhaltung der Anweisungen / Verschreibungen eines Arztes oder einer paramedizinischen Fachperson eingesetzt werden, die Ihre besondere Anamnese kennt. Prüfen Sie den bestimmungsgemässen Gebrauch im Benutzerhandbuch und auf der Hocoma Website (www.hocoma.com/rechtshinweise). Das Nichteinhalten von medizinischen Anweisungen / Verschreibungen eines Arztes oder einer paramedizinischen Fachperson können zu schweren Verletzungen führen. Diese Information enthält Angaben über Medizinprodukte, welche nicht in allen Ländern erhältlich sind und welche möglicherweise nicht über alle nationalen Zulassungen oder Marktfreigaben von den entsprechenden staatlichen oder behördlichen Aufsichtsorganen verfügen. Keine dieser Informationen darf als Produktwerbung oder dessen Förderung oder als Aussage über die bestimmungsgemässe Verwendung des Produkts ausgelegt werden, sofern sie nicht von den Gesetzen und Vorschriften des Landes, in dem sich der Leser dieser Information befindet, legitimiert wurde.

WIR SIND DER GESAMTLÖSUNGSANBIETER FÜR REHABILITATION

Wir bieten effiziente Lösungen und Services mit modernsten Technologien für die funktionelle Bewegungstherapie entlang des gesamten Kontinuums der Rehabilitation: von schwersten bis zu milden Beeinträchtigungen und von der Akutversorgung bis zur Therapiefortsetzung zuhause. All unsere Lösungen werden in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen, Klinischen Partnern und Kunden entwickelt, hergestellt und kontinuierlich verbessert.

DAS KONTINUUM DER RÜCKENTHERAPIE

Entdecken Sie unsere Lösungen für die Rückentherapie



VALEDOMOTION

Die intelligente Lösung für Therapeuten – Befundung und Therapie in Einem.



VALEDO

Training zuhause.

KONTAKT

Hocoma AG
Industriestrasse 4
8604 Volketswil
Schweiz

Phone: +41 43 444 2200
E-mail: info@hocoma.com
www.hocoma.com

